

X1T

Slagmassage-
apparat

Bruger vejledning

TRÅDLØS OG GENOPLADELIG
24 V Lithium-ion Batteri

LETVÆGTS DESIGN
Kun 1.1 kg

HVORDAN JUSTERER JEG HÅNDTAGETS VINKEL?
Drej batteriet (håndtaget) 180 grader. Et 'klik' kan høres, når dette er afsluttet

- RENGØRING OG OPBEVARING**
- Benyt kun en let fugtet klud til rengøring og aftør med en ren tør klud.
 - Benyt aldrig stærke kemikalier til rengøring af din X1T.
 - Brug kun den medfølgende AC/DC adaptor til opladning af din X1T.

- ADVARSEL OG SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER**
- Smid ikke X1T ned i vand eller lign. Hold X1T væk fra væsker eller stærk varme.
 - Benyt ikke X1T i meget støvede omgivelser.
 - Forsøg ALDRIG at åbne/adskille X1T.
 - Tab eller smid ikke din X1T da den kan blive beskadiget.
 - Vi anbefaler at X1T max benyttes i én time ad gangen. Hold derefter 10-15 mins pause inden X1T benyttes igen.
 - X1T bør kun benyttes af voksne. Benyt ikke X1T hvis du har skader.

ELEEELS slagmassage apparater er udviklet til hurtigt at afhjælpe muskel skader og lette smerter.

SPECIFIKATIONER



- 1) Momentstærk børsteløs motor (max 3200 rpm)
 - 2) Robust. Endurance Motion Technology™
 - 3) Genopladeligt lithium-ion batteri (op til 10 timers drift per opladning)
 - 4) Støjsvag. Quiet Motion Technology™
 - 5) 2x3 hastighedsindstillinger (total 6 niveauer)
 - 6) Fuld trådløs og lav vægt (1.1 kg)
 - 7) LED hastighedsindikator
 - 8) Udskiftelige massagehoveder (x4)
 - 9) ELEEEELS AC/DC adaptor (110-240V(AC), 28VDC (1A) til opladning)
 - 10) 180 graders drejeligt håndtag. Bare drej håndtaget med god styrke.
- Vibrations frekvenser:
Komfort Mode: Level 1 (900 rpm), Level 2 (1200 rpm), Level 3 (1500 rpm)
Sport Mode: Level 4 (1800 rpm), Level 5 (2400 rpm), Level 6 (3200 rpm)

ANSVARSFRAKRIVELSE

Benyt IKKE ELEEEELS slagmassage apparater uden først at konsultere din læge. Det er dit eget ansvar at sikre, at det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at du benytter ELEEEELS slagmassage apparater eller andre massageapparater i øvrigt. Kontakt ALTID din egen læge hvis du er i tvivl om ovenstående!

GARANTI

PRODUKTET ER OMFATTET AF GARANTI I HENHOLD TIL DE LOKALE GARANTIBESTEMMELSER I DET LAND/REGION HVORI PRODUKTET ER KØBT. PRODUKTGARANTIEN DÆKKER FEJL OG/ELLER DEFEKTER DER SKYLDES MATERIALEFEJL ELLER PRODUKTIONSFEJL. HVIS DER ER TALE OM SÅDANNE FEJL/DEFEKTER VIL ELEEEELS OMKOSTNINGSFRIT REPARERE ELLER OMBYTTE PRODUKTET.

GARANTIEN DÆKKER IKKE

- (a) Skader forårsaget af uheld, forkert brug/håndtering eller transportskader;
- (b) Skader forårsaget af uautoriseret forsøg på reparation eller lignende;
- (c) Skader som skyldes at produktet ikke er brugt i henhold til de beskrevne anvisninger;
- (d) Skader som skyldes forkert håndtering, opladning eller opbevaring;
- (e) Ved enhver garantisag skal der altid fremvises original gyldig købskvittering



INSTRUKTIONER

LÆS VENLIGST INDEN IBRUGTAGNING

OPLADNING

- Vi anbefaler at oplade batteriet til 100% inden brug. For at oplade gør følgende:
- 1) Sluk for din X1T på On/Off kontakten i bunden af håndtaget.
 - 2) Tilslut den medfølgende AC/DC adaptor (oplader).
 - 3) I bunden vil der nu kunne ses en blinkende grøn LED der indikerer opladning.
 - 4) Når den grønne LED lyser konstant så er opladning fuldført.

SÅDAN BENYTTES X1T

- Tænd på On/Off kontakten i bunden af X1T. Sæt på ON.
- Ved at trykke gentagne gange på power knappen kan der skiftes massage niveau. Det valgte massage niveau (1-6) indikeres af den blå LED.
- Vælg det korrekte massage der er mest velegnet til den del af kroppen der skal have massage. Benyt en tryk-styrke hvor massagen stadig føles behagelig.

Bemærk: Når batteri niveau er på 10% eller derunder så skifter LED til rød farve. Du kan stadig benytte din X1T men det anbefales at oplade batteriet.

Bemærk: Når X1T ikke har været brugt i 2 min så slukker den automatisk. Den grønne power LED vil indikere dette ved at blinke 3 gange inden der slukkes.

- Massér den ønskede kropsdel ved den ønskede hastighed ved at lægge pres efter behov

- Den cirkulære lysindikator på batteriet::
 - Rød: 0-25%
 - Blå: 25-75%
 - Grøn: 75- 100%